

LASER DIODOWY



PRZEDSTAWIAMY PRZENOŚNY LASER DIODOWY SAPPHIRE

Nareszcie tani i sprawdzony laser, na który stać każdy gabinet stomatologiczny.

Hemostaza przy użyciu lasera diodowego Sapphire Plus STM:



Retrakcja dziąsła brzęznego przy pomocy lasera Sapphire Plus STM przed pobraniem wycisku:



"W nowoczesnym gabinecie stomatologicznym nie może zabraknąć zabiegów wykonywanych przy użyciu lasera. Laser Sapphire Plus STM odmienia sposób leczenia pacjentów każdego dnia."

Dr Cyrus Tahmasebi, DDS
(doktor chirurgii stomatologicznej)
Prywatna praktyka, La Jolla, California

Mały. Łatwy w obsłudze. W przystępnej cenie. Przenośny laser diodowy Sapphire Plus STM jest idealnym wyborem dla lekarza, który po raz pierwszy stosuje laser w swoim gabinecie jak również dla lekarza posiadającego doświadczenie w pracy z laserem. Biorąc pod uwagę funkcjonalność, laser diodowy Sapphire Plus wypada bardzo korzystnie w porównaniu z laserem Picasso Lite.

Cechy lasera diodowego Sapphire Plus:

- 3 waty mocy ciągłej
- 5 watów mocy impulsowej
- Długość fali 808 nm
- Jednorazowe końcówki/ włókna optyczne
- Przenośny, posiadający baterię o długiej żywotności
- Możliwość uruchamiania i wyłączenia przyciskiem ręcznym lub nożnym (opcjonalne)

Ta potężna technologia pomoże wprowadzić gabinet dentystyczny na nowy poziom.

Więcej informacji uzyskają państwo od dystrybutora w Polsce firmy Denmed
Przekonaj się jak niedroga może być technologia laserowa.